

Gabinete para Inspección de Manos

Una herramienta imprescindible que le ayudará en el control de contagios tales como : el coronavirus, SARM, ERV* y otros microorganismos.

ESP 

El gabinete de inspección de manos hace visibles los lugares donde se necesita mejorar el lavado. De esta forma será posible alcanzar niveles efectivos en el control de infecciones.

3 Pasos Simples

Para usar del equipo



Aplicar la loción



Lavar las manos



Chequear &
aprender

*Enterococos resistentes a vancomicina

*Staphylococcus aureus resistente a metilina (SARM)



Guía para un lavado de manos efectivo

1



USO DE JABÓN

2



PALMA A PALMA

3



CARA ANTERIOR DE LAS MANOS

4



DEDOS ENTRELAZADOS

5



BASE DE LOS PULGARES

6



UÑAS

7



MUÑECAS

8



ENJUAGAR LAS MANOS

9



SECAR MANOS